

# Aquabox

Il sistema di purificazione  
per le grandi cliniche

Aquabox è un dispositivo che permette di collegare le autoclavi Euronda ad una sorgente d'acqua esterna già trattata. È ideale per cliniche che dispongono già di sistemi osmotici o differenti sistemi di trattamento acqua. Installabile facilmente su tutti i modelli di autoclavi Euronda di Classe B. Il controllo della qualità dell'acqua in entrata è garantito su dispositivi dotati di conducimetro.



**Dimensioni (lxhxp):**

100 x 100 x 50 mm



**Peso:**

0.5 Kg